


Phospho-Smad5 (S463/S465) 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q99717

품목 번호: CM0001901



소개

S463/S465에서 인산화된 Smad5를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에서 인간 샘플에 대해 검증되었습니다. BMP 신호 전달, 발생 생물학 및 세포 분화 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Smad5-S463/S465 Rabbit mAb
비고/별칭	DWFC; JV5-1; MADH5; Phospho-Smad5-S463/S465
종	Human
유전자 ID (인간)	4090
유전자 ID	4090
면역원	인간 Smad5 (Q99717)의 S463 및 S465 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	Q99717
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 팩