


Wb, Elisa용 인산화-Smad5-S465 토끼 단일클론 항체 - Q99717

품목 번호: CM0001345



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인산화-Smad5-S465 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플에서 Ser465에서 인산화된 내인성 Smad5를 검출합니다. BMP 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Smad5-S465 Rabbit mAb
비고/별칭	DWFC; JV5-1; MADH5; Phospho-Smad5-S465
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	4090
GeneID	4090
면역원	합성 펩타이드 사람 Smad5의 S465 부근의 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q99717
단백질 분자량	52 kDa
배송	아이스백