

Phospho-Smc1-S957 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q14683

품목 번호: CM0001677



소개

Phospho-specific SMC1 pS957 rabbit monoclonal antibody for WB, IHC-P, ELISA. Reacts with human, mouse, rat SMC1A. Ideal for studying chromosome cohesion and DNA repair pathways.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-SMC1-S957 Rabbit mAb
비고/별칭	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha; Phospho-SMC1-S957
종	인간
GeneID	8243
면역원	인간 SMC1 (Q14683)의 S957 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14683
단백질 무게	143kDa
배송	아이스팩