

Phospho-Smo-S616 Rabbit Pab - Q99835

품목 번호: CM0000448



소개

인간 샘플에서 WB, DB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 인산화 Smoothened (SMO) Ser616 표적 토끼 다클로널 항체입니다. 헤지호그 신호 전달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-SMO-S616 Rabbit pAb
비고/별칭	Gx; CRJS; PHLS; SMOH; FZD11; Phospho-SMO-S616
종	인간 (Human)
GeneID (인간)	6608
GeneID	6608
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션	WB, DB, ELISA
교차 반응성	인간 (Human)
SWISS	Q99835
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백