

Phospho-Sp1 (T739) Rabbit Polyclonal Antibody For Western Blotting - P08047

품목 번호: CM0000921



소개

인산화된 Sp1 (Thr739)에 특이적인 토끼 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스, 쥐에서 Western blot 검증 완료. Sp1은 세포 성장, 세포사멸, 일주기 리듬을 조절하는 핵심 전사 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-SP1-T739 Rabbit pAb
비고/별칭	SP1; Phospho-SP1-T739
종	인간
유전자 ID	6667
면역원	인간 SP1의 T739 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이적 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P08047
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스팩