


Wb 및 Elisa용 인산화-Src 패밀리-Y416 토끼 다클론 항체 - P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07948

품목 번호: CM0000909



소개

SRC 패밀리 키나아제(SRC, FYN, YES1, LYN, HCK, LCK)의 인산화 Tyr416을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 암 및 면역학 분야의 세포 신호 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	인산화-SRC 패밀리-Y416 토끼 pAb
비고/별칭	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; SRC; Phospho-SRC Family-Y416
종	인간
GeneID (인간)	6714/2534/3932/7525/3055/4067
GeneID	6714/2534/3932/7525/3055/4067
면역원	인간 SRC 패밀리 Y416 주변의 합성 인산화 펩타이드 (NP_005408.1)
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07948
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스 팩