


Wb 및 Elisa용 포스포-Src-Y419 토끼 단클론 항체 - P12931

품목 번호: CM0000997



소개

Src Tyr419를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 단클론 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플을 대상으로 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. Src 키나아제 활성화 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	포스포-Src-Y419 토끼 mAb
비고/별칭	ASV, SRC1, THC6, c-SRC, p60-Src, 포스포-Src-Y419
종	인간
유전자 ID (인간)	6714
유전자 ID	6714
면역원	인간 SRC Y419 주변의 합성 인산화 펩티드 (P12931)
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P12931
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스 팩