


Phospho-Src-Y529 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12931

품목 번호: CM0001685



소개

Tyr529 부위의 Src를 표적으로 하는 인 특이적 인산화 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 생쥐, 쥐와 반응합니다. Src 키나아제 조절 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-Src-Y529 토끼 다클론 항체
비고/별칭	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Phospho-Src-Y529
종	사람
유전자ID (사람)	6714
유전자ID	6714
면역원	합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P12931
단백질 분자량	60kDa
배송 방식	아이스 팩