


Phospho-Stat1-Y701 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P42224

품목 번호: CM0000625



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 활성화된 STAT1을 검출하기 위한 Phospho-STAT1-Y701 rabbit monoclonal antibody입니다. 사람, 마우스 및 랫드의 Tyr701에서 인산화된 STAT1을 인식합니다. 인터페론 신호 전달, JAK-STAT 경로 및 항바이러스 반응 연구를 위한 필수 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-STAT1-Y701 Rabbit mAb
비고/별칭	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-Y701
종	사람
유전자 ID (사람)	6772
유전자 ID	6772
면역원	합성 펩타이드 사람 STAT1(P42224)의 Y701 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P42224
단백질 분자량	87 kDa
배송	아이스백