

Phospho-Stat2-Y690 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P52630

품목 번호: CM0001481



소개

Tyr690에서 인산화된 STAT2를 인식하는 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합. 인간, 마우스, 래트와 반응. 인터페론 신호 전달, 항바이러스 반응 및 미토콘드리아 역학 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-STAT2-Y690 Rabbit pAb
비고/별칭	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; Phospho-STAT2-Y690
종	인간
유전자 ID (인간)	6773
유전자 ID	6773
면역원	인간 STAT2의 Y690 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P52630
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스백