

## 인산화-Stat3-S727 토끼 다클론 항체 (Wb, Ip, Ihc-P, Elisa용) - P40763

품목 번호: CM0000534



### 소개

Ser727 위치에서 인산화된 STAT3를 인식하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 래트 샘플에서 웨스턴 블롯, IP, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. STAT3 신호 전달 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 세부 정보                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 인산화-STAT3-S727 토끼 pAb                                             |
| 비고/별칭       | APRF; HIES; ADMIO; ADMIOI; 인산화-STAT3-S727                         |
| 종           | 사람                                                                |
| 유전자 ID (사람) | 6774                                                              |
| 유전자 ID      | 6774                                                              |
| 면역원         | 합성 펩타이드: 사람 인산화-STAT3-S727 (NP_644805.1)의 S727 부위 주변의 합성 인산화 펩타이드 |
| 출처          | 토끼                                                                |
| 카테고리        | 인산화 항체                                                            |
| 적용 분야       | WB, IP, IHC-P, ELISA                                              |
| 교차 반응성      | 사람, 마우스, 래트                                                       |
| SWISS       | P40763                                                            |
| 단백질 분자량     | 88 kDa                                                            |
| 배송          | 아이스백                                                              |