

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 인산화-Stat3-Y705 토끼 Mab - P40763

품목 번호: CM0000686



소개

WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA용 고품질 인산화-STAT3-Y705 토끼 단일클론 항체. 사람, 쥐, 랫트에서 검증되었습니다. STAT3 신호 전달 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-Stat3-Y705 토끼 mAb
비고/별칭	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; 인산화-STAT3-Y705
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	6774
GeneID	6774
면역원	합성 펩타이드: 사람 STAT3 (NP_644805.1)의 Y705 부근 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	P40763
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)