

Phospho-Stat3-Y705 토끼 단클론 항체 - P40763

품목 번호: CM0000979



소개

WB, IP, ELISA에서 검증된 고품질 인산화 STAT3 (Tyr705) 토끼 단클론 항체입니다. 인간 STAT3에 특이적으로 결합하며 Y705 활성화 부위의 인산화를 검출합니다. 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-STAT3-Y705 토끼 단클론 항체
비고/별칭	APRF; HIES; ADMIO; ADMIOI; Phospho-STAT3-Y705
종	인간
유전자 ID	6774
면역원	합성 펩타이드 - 인간 STAT3 (NP_644805.1)의 Y705 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P40763
단백질 분자량	88 kDa
배송	아이스 팩