

Phospho-Stat3-Y705 Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, Elisa - P40763

품목 번호: CM0001549



소개

Y705에서 인산화된 STAT3를 표적하는 인산화 특이적 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. JAK/STAT 신호 전달 및 면역 반응 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-STAT3-Y705 Rabbit pAb
비고/별칭	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Phospho-STAT3-Y705
종	인간
GeneID (Human)	6774
GeneID	6774
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P40763
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백