


Wb, Ihc-P, Elisa용 Phospho-Stat5A-Y694 Rabbit Mab - P42229

품목 번호: CM0001136



소개

Tyr694에서 인산화된 STAT5A에 대한 토끼 단일클론 항체. 사람, 쥐, 랫드의 WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 사이토카인 반응 및 수유 중 STAT5A 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-STAT5A-Y694 Rabbit mAb
비고/별칭	MGF; STAT5; Phospho-STAT5A-Y694
종(Species)	사람(Human)
GeneID	6776
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 Stat5 (P42229)의 Y694 부근 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P42229
단백질 분자량	91kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)