


인산화 Stat5A-Y694 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P42229

품목 번호: CM0001004



소개

WB, ELISA용 인산화 STAT5A-Y694 토끼 다클론 항체. 인간에서 검증되었습니다. 사이토카인 신호 전달 및 전사 과정에 관여하는 Y694 위치에서 인산화된 STAT5A를 표적으로 합니다. 체외진단(IVD) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 STAT5A-Y694 토끼 다클론 항체
비고 / 별칭	MGF; STAT5; 인산화-STAT5A-Y694
적용 종	인간
유전자ID (인간)	6776
유전자ID	6776
면역원	합성 펩타이드 / 인간 STAT5A (NP_001275647.1)의 Y694 부위를 포함하는 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 특이 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P42229
단백질 분자량	91kDa
배송 방식	아이스 팩