

Phospho-Stat6-Y641 Rabbit Pab - P42226

품목 번호: CM0001747



소개

Phospho-STAT6-Y641 Rabbit pAb은 Y641에서 인산화된 STAT6을 특이적으로 인식합니다. 사람, 쥐, 랫트의 웨스턴 블랏, IHC-P, ELISA에 적합합니다. IL-4/STAT6 신호 전달 경로 및 면역 조절을 조사하는 데 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-STAT6-Y641 Rabbit pAb
비고/별칭	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; Phospho-STAT6-Y641
종	사람(Human)
GeneID (사람)	6778
GeneID	6778
면역원	사람 STAT6 (NP_003144.3)의 Y641 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P42226
단백질 분자량	94kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)