

인산화-스타스민 1-S38 토끼 Pab - P16949

품목 번호: CM0001020

소개

스타스민 1 pS38을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 미세소관 역학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-스타스민 1-S38 토끼 pAb
비고/별칭	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; Clorf215; 인산화-스타스민 1-S38
종	인간
유전자 ID (인간)	3925
유전자 ID	3925
면역원	합성 펩타이드: 인간 스타스민 1 (NP_001138926.1)의 S38 주변 합성 인산화 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16949
단백질 분자량	17kDa
배송 방식	아이스 팩