

인산화-Sting/Tmem173-S365 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa 용) - Q3Tbt3

품목 번호: CM0001556



소개

인산화-STING/TMEM173-S365 토끼 단일클론 항체로 웨스턴 블롯과 ELISA에 사용됩니다. cGAS-STING 선천성 면역 경로에서 중요한 활성화 마커인 세린 365에서 인산화된 생쥐 STING을 특이적으로 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-STING/TMEM173-S365 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307O08Rik
종	생쥐
유전자ID (인간)	340061
유전자ID	72512
면역원	생쥐 STING (NP_082537.1) S365 주변 합성 인산화 펩타이드
유래	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	Q3TBT3
단백질 분자량	43kDa
배송 방법	아이스백