

Phospho-Sting/Tmem173-S365 Rabbit Pab - Q3Tbt3

품목 번호: CM0001312



소개

Phospho-STING/TMEM173-S365 Rabbit pAb는 인간과 교차 반응하여 마우스 STING의 S365 인산화를 검출합니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 이 항체는 선천성 면역 및 오토파지 연(研)구에 도움이 됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-STING/TMEM173-S365 Rabbit pAb
비고/별칭	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307O08Rik; Phospho-STING-S365
종(Species)	Mouse
GeneID (Human)	340061
GeneID	72512
항원(Immunogen)	Synthetic peptide A synthetic phosphorylated peptide around S365 of mouse STING (NP_082537.1).
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q3TBT3
단백질 분자량(Protein Weight)	43kDa
배송(Shipping)	Ice bag