


Phospho-Stk11-S334 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q15831

품목 번호: CM0001431



소개

Phospho-STK11-S334 Rabbit Polyclonal Antibody는 인간 STK11의 Ser334 인산화 형태를 검출하며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 종양 억제, 세포 대사 및 DNA 손상 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-STK11-S334 Rabbit pAb
비고/별칭	PJS; LKB1; hLKB1; Phospho-STK11-S334
종(Species)	인간(Human)
GeneID	6794
항원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 STK11 (NP_000446.1)의 S334 부근 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q15831
단백질 분자량	49kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)