


인산화-Stk11 (S428) 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q15831

품목 번호: CM0001528



소개

인산화-STK11 (S428)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로 WB 및 ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트 STK11과 반응합니다. 암, 대사, 세포 극성 연구에서 LKB1 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-STK11-S428 토끼 pAb
비고/별칭	PJS; LKB1; hLKB1; 인산화-STK11-S428
종	인간
유전자 ID (인간)	6794
유전자 ID	6794
면역원	인간 STK11 (NP_000446.1)의 S428 부위 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15831
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스 팩