

Wb, If/Icc용 Phospho-Syk-Y323 Rabbit Pab - P43405

품목 번호: CM0001184



소개

Phospho-Syk-Y323 Rabbit Polyclonal Antibody는 티로신 323에서 인산화된 인간 Syk를 검출합니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 면역형광(IF/ICC)에 적합하며, 면역 신호 전달 및 염증과 관련된 비장 티로신 키나제를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	Phospho-Syk-Y323 Rabbit pAb
비고/별칭	IMD82; p72-Syk; Phospho-Syk-Y323
종(Species)	Human (인간)
GeneID (human)	6850
GeneID	6850
면역원(Immunogen)	Synthetic peptide (합성 펩타이드)
원천(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Phosphorylated Antibodies (인산화 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P43405
단백질 분자량	72kDa
배송(Shipping)	Ice bag (아이스백)