


Phospho-Tak1 (S412) Rabbit Polyclonal Antibody - O43318

품목 번호: CM0001701



소개

인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB 및 ELISA로 검증된 Phospho-TAK1 (S412) 토끼 폴리클로날 항체. NF- κ B 및 JNK 활성화에 필수적인 TGF- β , IL-1, TLR 신호 전달 경로에 관여하는 주요 MAP3K를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-TAK1-S412 Rabbit pAb
비고/별칭	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a; Phospho-TAK1-S412
종	인간
GeneID (Human)	6885
GeneID	6885
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43318
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백