


Phospho-Tau (S214) Rabbit Mab For Wb, Ihc-P, Elisa - P10636

품목 번호: CM0000904



소개

WB, IHC-P, ELISA를 통해 인간 및 마우스 샘플에서 인산화된 Tau를 검출하기 위한 Phospho-Tau (S214) Rabbit mAb입니다. 신경 퇴행성 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Tau (S214) Rabbit mAb
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau (S214)
종	Human (인간)
GeneID (Human)	4137
면역원	합성 펩타이드: Human Tau의 S214 잔기 주변에 해당하는 인산화 합성 펩타이드.
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Phosphorylated Antibodies (인산화 항체)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse (인간, 마우스)
SWISS	P10636
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스백