


인산화-Tau-S262 토끼 다클론 항체 - P10636

품목 번호: CM0000530



소개

인산화-Tau-S262 토끼 다클론 항체는 Ser262 위치에서 인산화된 Tau를 검출합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 신경퇴행성 질환 연구에 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-Tau-S262 토끼 다클론 항체
비고/별칭	TAU; MSTD; PPNB; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S262
종	인간
GeneID (인간)	4137
GeneID	4137
면역원	합성 펩티드: Tau의 S262 주변에서 합성된 인산화 펩티드 (NP_058518.1)
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10636
단백질 분자량	79kDa
배송 방식	아이스 팩