


Phospho-Tau-S404 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10636

품목 번호: CM0000554



소개

인산화된 Tau (Ser404)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. Human, Mouse, Rat과 교차 반응합니다. 신경퇴행성 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-Tau-S404 Rabbit pAb
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S404
종	Human
GeneID (Human)	4137
GeneID	4137
면역원	인간 Tau (NP_005901.2)의 S404 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	Rabbit
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P10636
단백질 분자량	79 kDa
배송	아이스팩