


Phospho-Tau (Ser198/Ser199/Ser202) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P10636

품목 번호: CM0001557



소개

Ser198/Ser199/Ser202에서 인산화된 인간 Tau를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증됨; 마우스 및 쥐와 교차 반응. 타우병증 및 신경퇴행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Tau-Ser198/Ser199/Ser202 Rabbit pAb
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Ser198/Ser199/Ser202
종	인간
유전자 ID (인간)	4137
유전자 ID	4137
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P10636
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스백