


Phospho-Tau-Ser404 Rabbit Pab - P10636

품목 번호: CM0001907



소개

WB, IF-P, ELISA에 대해 검증된 Phospho-Tau-Ser404 토끼 다클로날 항체입니다. Ser404에서 인산화된 인간, 마우스, 랫트 타우를 검출합니다. 알츠하이머병 및 신경 퇴행성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Tau-Ser404 Rabbit pAb
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Ser404
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4137
GeneID	4137
면역원	합성 펩타이드: 인간 타우(NP_005901.2)의 S404 부근을 둘러싼 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P10636
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스백(Ice bag)