


인-Tau-T181 토끼 단클론항체, Wb·elisa 적용 - P10636

품목 번호: CM0001891



소개

인-Tau-T181 토끼 단클론항체는 T181 부위에서 인산화된 인간 타우 단백질을 특이적으로 검출합니다. 신경퇴행성 질환 연구에서 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인-Tau-T181 토끼 단클론항체
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
종	인간
유전자ID (인간)	4137
유전자ID	4137
면역원	합성 펩타이드 인간 인-Tau-T181 (NP_001190181.1)의 T181 부위 주변의 합성 인산화 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P10636
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스 팩