


Phospho-Tau-T181 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P10636

품목 번호: CM0001151



소개

T181에서 인산화된 Tau를 표적하는 토끼 단일클론 항체 (SWISS P10636). 인간, 마우스, 래트에서 WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA로 검증됨. 알츠하이머 및 신경병리학 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-Tau-T181 Rabbit mAb
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
종	인간
GeneID (인간)	4137
GeneID	4137
면역원	인간 Tau의 T181 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10636
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스팩