

Wb 및 Elisa용 인-T181 인산화-Tau 토끼 다클론 항체 - P10636-5

품목 번호: CM0000484

소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 인-T181 인산화-Tau 토끼 다클론 항체입니다. T181 부위에서 인간 및 마우스 인산화 Tau를 검출하며, 알츠하이머병 및 타우병증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인-T181 인산화-Tau 토끼 다클론 항체
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
종	인간
유전자ID (인간)	4137
유전자ID	4137
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P10636-5
단백질 분자량	32-45kDa/78-80kDa
배송 방법	아이스백