


인 포스포-Tau-T181 토끼 다클론 항체 (Wb, If, Elisa) - P10636

품목 번호: CM0001056



소개

Thr181 부위에서 인산화된 Tau에 대한 고특이성 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 알츠하이머 및 타우병증 체외진단 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인 포스포-Tau-T181 토끼 pAb
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
종	인간
유전자ID (인간)	4137
유전자ID	4137
면역원	합성 펩티드: 인간 Tau (NP_058519.3)의 T498 주변 합성 인산화 펩티드 (?)
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10636
단백질 분자량	79kDa
배송 방식	아이스백