

인산화-Tau-T217 토끼 단클론 항체 (Wb, Elisa 용) - P10636-8

품목 번호: CM0000670

소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 인산화-Tau (Thr217)에 대한 토끼 재조합 단클론 항체입니다. 알츠하이머병 및 타우병증 연구를 돕기 위해 인간 타우를 특이적으로 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-Tau-T217 토끼 단클론 항체
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T217
종	인간
유전자ID (인간)	4137
유전자ID	4137
면역원	인간 Tau의 T217 부위 주변의 합성 인산화 펩티드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P10636-8
단백질 분자량	33-46kDa/79-81kDa
배송	아이스 팩