


Wb, Elisa용 인산화 타우 T231 토끼 Pab - P10636

품목 번호: CM0001205



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인산화 타우 T231 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫 종에 반응합니다. 알츠하이머병 관련 인간 타우 단백질(79kDa)의 인산화 에피토프를 표적으로 합니다. 신경과학 및 신경퇴행성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 타우 T231 토끼 pAb
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; 인산화 타우 T231
종	인간
유전자 ID (인간)	4137
유전자 ID	4137
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫
SWISS	P10636
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스팩