


인-Tau-T231 토끼 Pab - P10636

품목 번호: CM0000701



소개

인-Tau-T231 토끼 pAb (P10636)는 인간과 생쥐에서 T231 위치의 인산화된 Tau를 특이적으로 검출합니다. WB 및 ELISA에 적합하며 알츠하이머병과 타우병증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-Tau-T231 토끼 pAb
비고/별칭	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T231
종	인간
유전자 ID	4137
면역원	합성 펩타이드: 인간 Tau의 T548 주변 합성 인산화 펩타이드 (NP_058519.3?)
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	P10636
단백질 분자량	79kDa
배송 방법	아이스 팩