


Wb, Elisa용 Phospho-Tbc1D4-S588 Rabbit Pab - O60343

품목 번호: CM0000932



소개

사람, 쥐, 및 랫트 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증된 Phospho-TBC1D4-S588 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 인슐린 매개 GLUT4 전위(translocation)에 관여하는 세린 588에서 인산화된 TBC1D4 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-TBC1D4-S588 Rabbit pAb
비고/별칭	AS160; NIDDM5; Phospho-TBC1D4-S588
종(Species)	Human
GeneID (Human)	9882
GeneID	9882
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 사람 TBC1D4 (NP_055647.2)의 S588 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O60343
단백질 분자량	147kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)