


Wb 및 Elisa용 Phospho-Tifa-T9 Rabbit Pab - Q96Cg3

품목 번호: CM0001897



소개

인간 TIFA의 Thr-9 인산화 형태를 특이적으로 인식하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 21 kDa 선천성 면역 어댑터 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-TIFA-T9 Rabbit pAb
비고/별칭	T2BP; T6BP; TIFAA; Phospho-TIFA-T9
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	92610
면역원	인간 TIFA (NP_443096.1)의 T9 부근 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q96CG3
단백질 분자량	21 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)