

Phospho-Tyk2 (Y1054/1055) 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - P29597

품목 번호: CM0001799



소개

WB 및 ELISA 검증을 거친 Phospho-Tyk2 (Y1054/1055) 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스 및 쥐의 Tyk2를 검출합니다. 사이토카인 및 인터페론 신호 전달, 세포 성장, 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-Tyk2-Y1054/1055 토끼 pAb
비고/별칭	JTKI; IMD35; Phospho-Tyk2-Y1054/1055
종(Species)	인간
유전자 ID (인간)	7297
유전자 ID	7297
면역원	인간 Tyk2의 Y1054 및 Y1055 주변 합성 인산화 펩타이드 (NP_003322.3)
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	P29597
단백질 무게	134kDa
배송	아이스팩