


Wb, Elisa용 인산화 티로신 수산화효소-S40 토끼 다클로날 항체 - P07101

품목 번호: CM0001383



소개

인산화 티로신 수산화효소-S40 토끼 pAb는 Ser40에서 인산화된 티로신 수산화효소를 검출합니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 카테콜아민 및 신경학적 연구에 이상적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화 티로신 수산화효소-S40 토끼 pAb
비고/별칭	TYH; DYT14; DYT5b; 인산화 티로신 수산화효소-S40
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7054
GeneID	7054
면역원	인간 티로신 수산화효소 (NP_000351.2)의 S40 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	쥐(Rat)
SWISS	P07101
단백질 크기	45-59 kDa
배송	아이스 팩