


Phospho-Ubiquitin (Ser65) 토끼 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P62979 / P62987 / P0Cg47 / P0Cg48

품목 번호: CM0004137



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 Phospho-Ubiquitin (Ser65) 토끼 단일클론 항체입니다. 세린 65에서 인산화된 인간 유비퀴틴에 특이적입니다. 유비퀴틴 신호 전달 및 프로테아좀 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Ubiquitin-S65 Rabbit mAb
비고/별칭	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; HMG20; Phospho-Ubiquitin-Ser65
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6233/7311/7314/7316
유전자 ID	6233/7311/7314/7316
항원	인간 유비퀴틴(NP_002945.1)의 S65 부근 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P62979/P62987/P0Cg47/P0Cg48
단백질 분자량	18 kDa/15 kDa/26 kDa/77 kDa
배송	아이스 백(Ice bag)