

Phospho-Ulk1-S467 Rabbit Pab For Wb, Elisa - O75385

품목 번호: CM0001884



소개

ULK1(S467)를 표적으로 하는 포스포-특이성 토끼 폴리클로날 항체로, 주요 자가포식 키나아제입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 인간 및 마우스 반응성을 검증받았습니다. 자가포식 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-ULK1-S467 Rabbit pAb
비고/별칭	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; Phospho-ULK1-S467
종	인간
GeneID (인간)	8408
GeneID	8408
면역원	인간 ULK1 (NP_003556.2)의 S467 주변 합성 인산화 펩타이드
원료	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75385
단백질 분자량	113kDa
배송	아이스백