

Wb, Elisa용 Phospho-Ulk1-S555 Rabbit Pab - O75385

품목 번호: CM0001170



소개

Phospho-ULK1-S555 Rabbit pAb은 Ser555에서 인산화된 ULK1을 특이적으로 검출합니다. 인간 샘플에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 오토파지 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-ULK1-S555 Rabbit pAb
비고/별칭	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1
종	인간(Human)
GeneID	8408
면역원	합성 펩타이드: 인간 ULK1 (NP_003556.1)의 S555 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O75385
단백질 분자량	113 kDa
배송	아이스 백(Ice bag)