

Phospho-Ulk1-S638 Rabbit Pab For Wb And Elisa - O75385

품목 번호: CM0001341



소개

자가포식 연구를 위한 phospho-ULK1 (Ser638) 표적 토끼 폴리클로날 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스 샘플과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-ULK1-S638 Rabbit pAb
비고/별칭	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; Phospho-ULK1-S638
종	인간
GeneID (인간)	8408
GeneID	8408
면역원	합성 펩타이드 - 인간 ULK1 (NP_003556.1)의 S638 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75385
단백질 무게	113kDa
배송	아이스백