

Phospho-B-Catenin (S33/S37/T41) Rabbit Polyclonal Antibody For IHC-P, Elisa - P35222

품목 번호: CM0001129



소개

S33, S37 및 T41에서 인산화된 β -Catenin을 표적으로 하는 IHC-P 및 ELISA용 Rabbit polyclonal 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. Wnt 신호 전달 및 세포 접착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho- β -Catenin-S33/S37/T41 Rabbit pAb
비고/별칭	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho- β -Catenin-S33/S37/T41
종	인간
GeneID (Human)	1499
GeneID	1499
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35222
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스백