

Wb, Elisa용 인산화-B-카테닌-S552 토끼 단일클론 항체 - P35222

품목 번호: CM0001939



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인산화-β-카테닌 (Ser552) 표적 토끼 단일클론 항체로, 사람 및 마우스와 교차 반응성을 가집니다. Wnt 신호 전달 및 세포 부착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	인산화-β-카테닌-S552 토끼 mAb
비고/별칭	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; 인산화-β-카테닌-S552
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	1499
면역원	합성 펩타이드: 사람 CTNNB1 (NP_001895.1)의 S552 부근을 둘러싼 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P35222
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스백 (Ice bag)