

인산화-B-카테닌-S675 토끼 다클론 항체 (Wb, If-P, Elisa 용) - P35222

품목 번호: CM0001612



소개

인산화-β-카테닌 (S675)을 검출하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에 사용 가능합니다. 인간, 생쥐, 래트와 교차 반응하며, Wnt 신호 전달 및 세포 접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	인산화-β-카테닌-S675 토끼 pAb
비고/별칭	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; 아르마딜로; Phospho-β-Catenin-S675
종	인간
GeneID (인간)	1499
GeneID	1499
면역원	인간 베타 카테닌 (NP_001091679.1) S675 부위 주변의 합성 인산화 펩타이드
생산 기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	P35222
단백질 분자량	85kDa
배송 방식	아이스 팩