


Phospho-β-Catenin-Y333 Rabbit Pab For Wb - P35222

품목 번호: CM0000528



소개

인산화된 β -Catenin (Tyr333)에 특이적인 토끼 폴리클로날 항체로, 인간 샘플에서의 웨스턴 블롯 검증 완료. Wnt 신호 전달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho- β -Catenin-Y333 Rabbit pAb
비고/별칭	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho- β -Catenin-Y333
종	인간
유전자 ID (인간)	1499
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB
교차 반응성	인간
SWISS	P35222
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스백