


Wb, Elisa용 Phospho-Vasp-S157 Rabbit Mab - P50552

품목 번호: CM0000950



소개

인산화 VASP (Ser157)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 액틴 역학, 세포 이동 및 혈소판 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-VASP-S157 Rabbit mAb
비고/별칭	VASP; Phospho-VASP-S157
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	7408
GeneID	7408
면역원(Immunogen)	사람 VASP (NP_003361.1)의 S157 부근 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P50552
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)