


Wb, If/Icc, Elisa용 인산화-Vasp-S239 토끼 단일클론 항체 - P50552

품목 번호: CM0001906



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 인산화-VASP-S239 토끼 단일클론 항체입니다. 세린 239에서 인산화된 인간 VASP를 인식합니다. 세포골격 역학, 혈소판 활성화 및 세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-VASP-S239 토끼 mAb
비고/별칭	VASP; 혈관확장 자극 인산단백질; 인산화-VASP-S239
종	인간(Human)
GeneID	7408
면역원	합성 펩타이드 (인간 VASP (NP_003361.1)의 S239 부근 합성 인산화 펩타이드.)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P50552
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)